



LUFTSTRAHLSIEBMASCHINE AS 200 JET

Für Siebprofis: Mit der AS 200 jet pro und der GMP-konformen Variante AS 200 jet pharma erhalten Laborteams eine platzsparende und gleichzeitig benutzerfreundliche all-in-one-Siebmaschine.

Sieben, wiegen und auswerten mit einem einzigen Gerät: Die Kombination aus modernster Luftstrahlsiebtechnik und interner Waage bietet Ihnen verlässliche Siebanalytik in kürzester Zeit. Dabei sorgt die integrierte AS 200 jet pro-Software via Touchdisplay für smarte Prozesse bei höchstem Bedienkomfort.



[Hier klicken, um das Video anzuschauen](#)

VORTEILE

- | **All-in-One** kombiniert Sieben, Wiegen und Auswerten in einem Gerät
- | **Erhöhte Prozesssicherheit durch Kontrollen und intelligente Assistenten**
- | **Flexibles und präzises Sieben** von feinen Pulvern 10 µm – ~4 mm
- | **GMP-konform und bereit für regulatorische Anforderungen**

LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA

AUF EINEN BLICK: VIELSEITIGKEIT UND AUTONOMIE IM TISCHGERÄTFORMAT



- | Benutzer- und Audit-Trail-Management (optional in der pharma-Variante)
- | Einfacher Zugriff auf sämtliche Bedienungsparameter
- | Platzsparendes Gerät mit geringen Abmessungen (460 x 288 x 305 mm)
- | Interne Waage
- | Onboard-Computer
- | LAN- und USB-Schnittstelle
- | Touchdisplay: intuitive Systemsteuerung und Ergebnisauswertung
- | Übersichtliche 10-Zoll-Benutzeroberfläche

Die Nutzung der AS 200 jet pro erfordert lediglich die Verwendung eines externen Industriestaubsaugers. Geeignete Staubsauger finden Sie hier:

RICHTIG ROBUST UND SEHR SENSIBEL: DIE INTERNE WAAGE

Die Waage, die erstmals in die Maschinenkonstruktion integriert wurde, ist äußerst robust – und in dieser Ausführung patentiert! Sie können sogar einen Gummihammer einsetzen, um während der Siebung auftretende Anhaftungen am Deckel zu lösen, ohne die Genauigkeit der Waage zu beeinflussen.

Die Integration der Waage spart Ihnen nicht nur einen weiteren Stellplatz im Labor, sondern reduziert auch Fehler. Der Transfer zwischen Siebmaschine und externer Waage entfällt – dadurch werden Materialverluste effektiv vermieden. Mit einer hohen Ablesbarkeit von 0,01 g werden bei der Siebung sämtliche erforderlichen Daten genau erfasst und die Auswertung der jeweiligen Bestimmung zur Partikelgröße über die integrierte Software durchgeführt.

MODERNE LUFTSTRAHLSIEBTECHNOLOGIE, DIE IHRE PROBE SCHONT

Das Luftstrahlsiebverfahren:

- ✓ macht weitere mechanische Siebhilfen überflüssig
- ✓ schont das Probenmaterial durch individuelle Auswahl von Druck, Drehzahl und Höhe des verwendeten Siebs
- ✓ ermöglicht kurze Siebzeiten (typisch sind 2-3 Minuten je Vorgang)

ERFÜLLEN SIE QUALITÄTSSICHERUNGSNORMEN WIE ISO 9000 FF

Im Rahmen der Prüfmittelüberwachung können Sie Siebmaschine (Uhr, Drehzahl- & Drucksensor) und interne Waage kalibrieren. Im Rahmen des RETSCH Wartungsservice übernehmen wir für Sie gerne sämtliche Kalibrierprozesse.

„Schon beim ersten Einsatz der neuen Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet pharma merkt man sofort, wie durchdacht und benutzerfreundlich sie ist. Besonders überzeugt mich das guided Sieving: Die klare Schritt-für-Schritt-Anleitung schließt Fehler durch ausgelassene Arbeitsschritte praktisch aus.

Die integrierte, robuste Waage ist ein echtes Plus – sie erleichtert das Handling spürbar und spart wertvollen Platz im Labor, da eine externe Waage nicht mehr nötig ist. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie der Weighing Assistant, die Backweigh Tolerance und die Trendanalyse sorgen für noch mehr Prozesssicherheit in unserem Laboralltag.

**Dr. Michael Ostendorf, Senior Expert Particle Technology /
Science Fellow, Bayer AG**

LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA

NATIVE SOFTWAREINTEGRATION – IHR DIGITALER ASSISTENT IM LABOR

Dank nativer Softwareintegration behalten Sie über ein intuitives Touchdisplay stets die Kontrolle über die gesamte Prozesskette:

- ✓ Siebverwaltung
- ✓ Parametereinrichtung
- ✓ Methodeneinrichtung
- ✓ Siebanalyse
- ✓ Wiegen
- ✓ Datenauswertung & Reporting via USB oder LAN-Verbindung
- ✓ Optionales Benutzermanagement (in der pharma-Variante)



UNSER PATENT, IHR VORTEIL: SIEBEN UND WIEGEN KOMBINIERT

Einen echten Mehrwert bietet Ihnen die patentierte Kombination aus Siebung und Wägung in der AS 200 jet pro.

Das Prinzip dahinter: Für die Siebung wird der Siebraum luftdicht mit dem Staubsauger gekoppelt. Für einen präzisen Wägeprozess erfolgt die mechanische Entkoppelung der luftdichten Siebkammer.

Ihr Vorteil im Laboralltag: fehlerfreies, zeitsparendes Wiegen und anschließendes Auswerten in einem einzigen Prozess, ohne lästigen Siebtransfer zwischen Maschine und Waage.

VERSCHIEDENE PRÜFSIEBE FÜR IHRE ANFORDERUNGEN - SIE HABEN DIE WAHL

Nicht nur Bestandskunden profitieren von unserem modularen und nachhaltigen Entwicklungsdesign. Die AS 200 jet pro ermöglicht die Verwendung sämtlicher RETSCH-Prüfsiebe mit einem Durchmesser von 203 mm (8") und 200 mm (mit Adapter) und einer Höhe von 25 und 50 mm (1" und

2“).

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM GEWÜNSCHTEN ERGEBNIS

Mit der integrierten Software können Sie mühelos sowohl simple Routinesiebungen als auch komplexe Verteilungsanalysen durchführen: und sämtliche Ergebnisse direkt im Anschluss sowohl grafisch als auch tabellarisch darstellen.

LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA

VERBESSERTE PROZESSSICHERHEIT

SIEVE-CHECK – OHNE UMWEGE ZUM PASSENDEN SIEB VIA BARCODE

Stellen Sie sicher, dass das Testsieb der ausgewählten Methode entspricht, und identifizieren Sie Ihre Proben durch einfaches Scannen des entsprechenden Barcodes! Mit einem handelsüblichen USB-Barcodescanner und der Option Sieve-Check können Sie die Kompatibilität der ausgewählten Methode und des erforderlichen Testsiebs überprüfen. Dies reduziert langfristig das Fehlerpotenzial.



LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA


VERBESSERTE PROZESSSICHERHEIT

DER DIGITALE WEIGHING-ASSISTANT

Die Bestimmung adäquater Probenmengen ist gerade bei unterschiedlichen Probenmaterialien in Reihe ein echter Zeitfresser.

- | Eine Überladung des Siebs führt zu nicht reproduzierbaren Siebergebnissen, da die Probe nicht (schnell genug) ausgesiebt werden kann.
- | Zu geringe Probenmengen führen zu falschen Ergebnissen, da deren Repräsentativität nicht gewährleistet ist.

Dieses Problem gehört dank des neuen Weighing-Assistant der AS 200 jet pro nun der Vergangenheit an. Nach Eingabe der jeweiligen Probenrohddichte empfiehlt Ihnen das System einen siebspezifischen Einwaagebereich. So können Sie die Vorgaben für die maximal zulässige Siebbeladung und erforderliche Mindestmenge gleichermaßen erfüllen – und vermeiden Fehlsiebungen!



LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA

VERBESSERTE PROZESSSICHERHEIT

WEIGH-IN-TOLERANCE

Mit dieser Funktion können sie eigene Parameter für Ihre individuellen Wägeprozesse festlegen. Legen Sie zunächst die aufzugebende Probenmenge fest. Anschließend können Sie Abweichungstoleranzen als Ober- und/oder Untergrenze in Prozent definieren. Im Vergleich zum Weighing-Assistent (der sich auf allgemeine Normen bezieht) lässt sich ein engerer, prozessbezogener Beladungsbereich vorgeben - der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

The screenshot shows the 'Sieving' software interface with the 'Sample' tab selected. The interface includes a search bar, navigation tabs (Fast sieving, Manual sieving, Methods), and a sidebar with tabs (Basic, Sample, Methodology, Data, Device). The 'Sample' tab contains the following fields:

- Define sample information:**
 - Characteristics: Sample material* (APHAZ), Sample preparation* (No sample preparation), Density (100 g/cm³), Source (Container), Sampling (), Sample weight (5000 g).
- Sample tolerance and check:**
 - On ☒ Weigh-in tolerance: 0.00 % To 5.00 %
 - Off ☐ Weighing assistant
- Comment:** (Empty text box)

LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA


VERBESSERTE PROZESSSICHERHEIT

BACKWEIGH-TOLERANCE

Hält Ihre Probe die voreingestellten Qualitätsgrenzen ein? Mit der Backweigh-Tolerance können Sie sicherstellen, dass Partikelgröße und Partikelgrößenverteilung der Probe Ihre Anforderungen erfüllen.

- Nutzen Sie zunächst die Weigh-in-Tolerance zur exakten Einwaage der Probe.
- Mit der Backweigh-Tolerance definieren Sie zusätzlich die erwartete Rückwaage (als Ober- oder Unterkorn) in Gramm.
- Sie können eine Abweichung in Prozent definieren, um den zulässigen Toleranzbereich anzupassen.

Abweichungen von den Vorgaben erscheinen unmittelbar als Meldung auf dem Display: und geben Ihnen noch mehr Prozesssicherheit!



LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA

VERBESSERTE PROZESSSICHERHEIT

TRENDANALYSE: PRÜFMITTEL- UND PROZESSÜBERWACHUNG - FEHLSIEBUNGEN VORAUSSCHAUEND VERMEIDEN

Die Trendanalyse kann verwendet werden, um mehrere Siebprozesse anhand frei wählbarer Parameter zu vergleichen. So profitieren Sie von einer einfachen und sicheren Überwachung verschiedener Qualitätskriterien.

PRÜFMITTELÜBERWACHUNG


Erkennen Sie frühzeitig, wenn Ihre Siebe nicht mehr normgerecht funktionieren und getauscht werden müssen.

- | Blinding bezeichnet einen Verschleißprozess, bei dem Siebgewebe durch Partikel verstopft wird.
- | Alterungsprozesse und verschleißförderndes Handling im oft hektischen Laboralltag führen auf Materialseite zu nachlassender Siebspannung bzw. einer Ausdehnung der Siebmaschen.

Ersetzen Sie subjektiv vorgenommene Einschätzungen durch objektive Messdaten, die den aktuellen Zustand Ihres Siebs realistisch abbilden. Mit der Trendanalyse können Veränderungen der Siebqualität erkannt und fehlerhafte Siebe frühzeitig ausgetauscht werden. Für zertifizierte Siebprüfungen bieten wir den Retsch-Kalibrierservice an.

PROZESSÜBERWACHUNG

Überwachen Sie Prozessänderungen durch kontinuierliche Vergleiche mehrerer Siebungen. So lassen sich mögliche Änderungen in laufenden Prozessen frühzeitig erkennen und unmittelbar Anpassungen vornehmen.



Trendanalyse mit
abwärts gerichteten
Ausreißern aus 5
aufeinanderfolgenden
Siebanalysen (Blinding)


LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA

FÜR EINE FEHLERFREIE SIEBANALYSE: GUIDED SIEVING UND WEIGHING-ASSISTANT

Schritt für Schritt leitet Sie der Guided-Sieving Assistant durch den gesamten Analyseprozess. Jeder Prozessschritt wird Ihnen verständlich erläutert. Ihr Vorteil: Potenzielle Fehlsiebungen werden auf ein Minimum reduziert.

Der Weighing-Assistant empfiehlt Ihnen eine geeignete Probenmenge, ohne die Mindestbeladung für die korrekte Analyse einer repräsentativen Probe außer Acht zu lassen: Unter- oder Überbeladung werden dadurch ausgeschlossen.

Da der Weighing-Assistant nur mit RETSCH Analysesieben verwendet werden kann, ist er optional in der Methode zuschaltbar.



**1/11 OPTIONALES SETUP
AUSWAHL EINER METHODE ZUR EDITIERUNG**

Sieving

Fast sieving
Manual sieving
Methods

Cancel

Basic
Sample
Methodology
Data
Device

Define sample information

Characteristics

Sample material

Ground Coffee

Sample preparation

No sample preparation ▼

Density

0.37 g/cm³ ^ v

Source

Coffee Mill 04

Sampling

Sample weight

0.00 g ^ v

Sample tolerances and check

Off ☐

Weigh-in tolerance

-5.00 % ^ v

To

5.00 % ^ v

On ☒

Weighing assistant

Comment

**2/11 OPTIONALES SETUP
AKTIVIERUNG DES WEIGHING ASSISTANT**

Sieving

Fast sieving

Manual sieving

Methods

Search

+ Add method

Name	Sample material	Actions
Coffee Arabica	Ground Coffee	
Coffee Barista	Ground Coffee	
LAST USED	Ground Coffee	

3/11
START DER METHODE



Step 1 / 7 Sieve 1 / 7



Specify the
sample

Method name

Coffee Arabica

Sample name

Arabica

Sample ID

06

Comment

Username

GBE

Department

Ok

4/11 GUIDED SIEVING
SCHRITT 1: IDENTIFIKATION DER PROBE



Step 2 / 7 Sieve 1 / 7



Remove sieve
and lid

Ok

5/11 GUIDED SIEVING
SCHRITT 2: VORBEREITUNG AUF DIE WÄGUNG



Step 3 / 7 Sieve 1 / 7



Insert the
sieve - 125 µm



205.58 g



Please provide a plausible sieve weight
>=100 g

Ok

6/11 GUIDED SIEVING
SCHRITT 3: EINWAAGE DES ANGEFORDERTEN SIEBES



Step 4 / 7 Sieve 1 / 7



10.33 g



Please provide a plausible sample weight

≥ 0.1 g

Weighing assistant

4.63 g - 13.62 g

Ok

7/11 GUIDED SIEVING
SCHRITT 4: EINWAAGE DER PROBE. DER WEIGHING ASSISTANT EMPFIEHLT EINE SINNVOLLE PROBENMENGE



Step 5 / 7 Sieve 1 / 7



Put on the lid



326.13 g



Please provide a plausible lid weight

>=200 g

Ok

8/11 GUIDED SIEVING
SCHRITT 5: EINWAAGE DES SIEBDECKELS



Step 6 / 7 Sieve 1 / 7



Ready for
sieving

Duration (mm:ss)

03:00



Pressure (Pa)

2,500 ^
v



Speed of nozzle drive (rpm)

20.00 ^
v



Start sieving

9/11 GUIDED SIEVING
SCHRITT 6: OPTIONALE ÄNDERUNG DER SIEBPARAMETER UND START



Step 7 / 7 Sieve 1 / 7



Please provide a plausible lift-off weight

<=-531.65 g

Next

10/11 GUIDED SIEVING
SCHRITT 7: RÜCKWAAGE DES VERBLIEBENEN GEWICHTS

Preliminary results

125 µm

Sieving completed successfully

Results

Oversize	7.73 g
----------	--------

Sample information

Sample amount	10.32 g
---------------	---------

Undersize	2.59 g
-----------	--------

Device parameters

Duration	01:30 mm:ss
----------	-------------

Speed of nozzle drive	20 rpm
-----------------------	--------

Pressure	3,000 Pa
----------	----------

Average pressure	2,784 Pa
------------------	----------

Pressure std. dev. sigma	877 Pa
--------------------------	--------

Pressure variance	768,927 Pa²
-------------------	-------------

Next

1/11

ERGEBNIS DER AKTUELLEN SIEBUNG

LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA

AS 200 JET PHARMA – EXKLUSIVE FUNKTIONEN

Die AS 200 jet pharma ist speziell an die Anforderungen der Pharmaindustrie und anderer regulierter Umgebungen angepasst. Auf Basis der AS 200 jet pro sind hier erweiterte Funktionen verfügbar.

IHR PARTNER FÜR GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP)

Die Variante AS 200 jet pharma bietet Ihnen sämtliche Funktionen, um den Anforderungen moderner Partikelgrößenanalysen gemäß GMP-Richtlinien gerecht werden.



Das System erfüllt die Software-Validierungsanforderungen gemäß

- ✓ ISPE GAMP 5
- ✓ FDA 21 CFR Part 11
- ✓ EC GMP Annex 11

für die Einhaltung höchster Standards in der Qualitätssicherung.

Die Benutzerverwaltung sorgt für vollständige Transparenz und Sicherheit durch die optionale Vergabe von hierarchisierbaren Zugriffsrechten und Passwortvergaben sowie der Einrichtung rechtskonformer E-Signaturen.

NÜTZLICHE TOOLS FÜR IHRE QUALIFIZIERUNGSDOKUMENTATION

Um betriebsinterne oder GMP-Vorgaben noch einfacher zu erfüllen, steht Ihnen optional ein umfangreiches Dokumentationspaket zur Verfügung.

Dieses umfasst

- ✓ Qualifizierungsmasterplan (QMP)
- ✓ Risikoanalyse (FMEA)
- ✓ Installationsqualifizierung (IQ)
- ✓ Funktionsqualifizierung (OQ)

Die Unterlagen werden personalisiert für Ihr Unternehmen erstellt und erleichtern Ihnen die Ersteinrichtung.



„TRACK'N TRACE“ FÜR IHRE SIEBANALYTIK

Per integriertem Audit-Trail werden sämtliche Prozessschritte und Aktivitäten erfasst und den jeweiligen Benutzern zugeordnet. Dies gewährleistet Ihnen echtes Track'n Trace: sämtliche Benutzeraktivitäten und Ereignisse können lückenlos zurückverfolgt werden.



LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN




ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Mit dem optionalen Hochleistungszyklon lassen sich sogar extrem feine Partikel ohne nennenswerten Druckverlust während des Siebvorgangs zurückgewinnen. Darüber hinaus trägt der Einsatz eines Zyklons zur Verlängerung der Lebensdauer des Staubsaugerfilters bei.



NUTZEN SIE IHRE EIGENE WAAGE

Optional können Sie Ihre bereits vorhandene, qualifizierte Waage als externes Gerät einfach via USB einbinden. Die interne Software bietet hierbei bereits werkseitig Anbindungsmöglichkeiten für die gängigsten Waagen.



ERWEITERTE DATENÜBERTRAGUNG VIA LIMS

Daten können über die Netzwerkverbindung der AS 200 jet pro / pharma direkt an Ihr Laborinformations- und Managementsystem (LIMS) übertragen werden. Mögliche Exportformate sind .xls, .xlsx, .xps, .csv, .pdf, .png, .jpg, .txt, .rtf, html, .mht

LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA

ERFAHREN SIE ALLES WISSENSWERTE ÜBER MODERNE LUFTSTRAHLSIEBUNGEN

Luftstrahlsiebung ist die optimale Methode für Trockensiebungen von Proben mit einem hohen Feinanteil. Im Vergleich mit klassischen Siebmethoden ist das Verfahren zeitsparend und senkt langfristig Ihre Kosten.

- ✓ Als Alternative zur Vibrationssiebung bietet das Verfahren eine deutlich höhere Prozessgeschwindigkeit für feine Partikelgrößen.
- ✓ Im Gegensatz zu anderen Methoden wird bei der Luftstrahlsiebung pro Siebvorgang nur ein Sieb verwendet.

MIT DIESEN FAUSTREGELN ERMITTELN SIE DIE OPTIMALEN PARAMETER:

1. Empfindliche Proben sollten mit geringem Unterdruck gesiebt werden, um das Material zu schonen. Über das Touchdisplay lässt sich der Unterdruck variabel einstellen. Zusätzlich lässt sich die Siebhöhe variieren, um die auftretende Prallwirkung anzupassen.
2. Für agglomerierende Proben eignet sich höherer Unterdruck und / oder ein niedriges Testsieb. Durch die erhöhte Prallintensität lassen sich selbst starke Agglomerate in kurzer Zeit auflösen.

UMFASSENDE DARSTELLUNGSOPTIONEN IHRER ERGEBNISSE



GUIDED SIEVING

Nach Auswahl der gewünschten Siebungsmethode führt Sie die Software schrittweise durch den Siebungsprozess. Über das Bedienfeld der AS 200 jet pro kontrollieren Sie sämtliche relevanten Parameter präzise. Darüber hinaus verbessert das geführte Screening die Sicherheit, da jeder Schritt klar beschrieben ist und somit menschliche Fehler reduziert werden.

- | Die Drehzahl der Düse beeinflusst die Auftreffhäufigkeit der Probe während des Siebprozesses.
- | Der Unterdruck hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Siebprozess und kann durch die automatische Staubsaugerregelung gesteuert werden.
- | Die Einstellung der Siebdauer erfolgt sekundengenau.

Standardmäßig stehen folgende Auswertungsdaten zur Verfügung.

- | verschiedene Perzentile
- | Quantile
- | Ungleichkörnigkeit
- | Spanwert
- | RRSB
- | AFS-Feinheitszahl
- | spezifische Oberflächen

und vieles mehr.

Darüber hinaus lassen sich weitere Vergleiche, Grenzwertüberwachungen und Trendanalysen generieren. Eine vollständige Aufstellung, Funktionen und die zugrundeliegenden Formeln erhalten Sie in unserer ...

LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / AS 200 JET PHARMA

TYPISCHE PROBENMATERIALIEN

RETSCH's Luftstrahlsiebmaschinen AS 200 jet pro/ pharma sind ideal für die Trennung, Fraktionierung und Korngrößenbestimmung von Zement, pharmazeutischen Materialien, Keramik, chemischen Produkten, Kosmetika, Lebensmitteln, Mineralien, Pigmenten, Kunststoffen, Pulverbeschichtungen, Gummi, Tonerpartikeln und Waschpulver geeignet.



*pharmazeutische
Produkte*



Kohle



Kunststoffe



Zucker



*Zement &
Mineralien*

Besuchen Sie unsere Applikationsdatenbank, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.

FUNKTIONSPRINZIP

Die AS 200 jet pro / pharma ist mit einer rotierenden Schlitzdüse ausgestattet, darüber werden Sieb und Deckel aufgesetzt. Durch ein Vakuum wird ein starker Luftstrahl erzeugt, der die Probenpartikel auf dem Sieb aufwirbelt und so verteilt. Probenmaterial, das kleiner als die Maschenweite des Siebs ist, wird vom Rückstrom der Luft zum Zyklon bzw. Staubsauger transportiert. Der Luftstrahl sorgt zusätzlich für eine kontinuierliche Auflösung zusammenhaftender Teilchen (Desagglomeration) und Reinigung des Siebgewebes.



[Hier klicken, um das Video anzuschauen](#)

LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN

AS 200 JET PRO / AS 200 PHARMA

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsbereiche	Trennung, Fraktionierung, Korngrößenbestimmung
Anwendungsbereich	Baustoffe, Chemie / Kunststoffe, Geologie / Metallurgie, Glas / Keramik, Lebensmittel, Medizin / Pharma, Umwelt / Recycling, ...
Aufgabegut	Pulver
Messbereich*	10 µm - ~ 4 mm
Siebgutbewegung	Aufwirbelung mit Luftimpuls
Typisch. Chargen- /Füllkapazität	0,3 - 100 g
Max. Anzahl Fraktionen	1 (bei Verwendung eines Zyklons: 2)
Touchscreen	Ja, mit 10,1-Zoll-Display
Drehzahl	digital, 5 – 80 min-1 (nozzle)
Zeitanzeige	digital, 00:30 – 15:00 min
Integrierte Waage	Ja, mit einer Ablesegenauigkeit von 0,01 g und einer Kalibrierengenauigkeit von 0,1 g
Vakuum	500-6,500 Pa / 5-65 mbar / 0.07-0.95 psi
Digitale Parametereinstellung	Ja, Software inklusive, Pro- oder Pharma- Version

SOFTWAREFUNKTIONEN

Grafische Benutzeroberfläche, Guided Sieving	Ja
Betriebsarten	Schnelles Sieben, manuelles Sieben und Methoden
Sprachen	Deutsch und Englisch
Parametereinheiten änderbar	Größe: mm/µm/mesh/inch Masse: g/kg Zeit: s/min Druck: mbar/Pa/psi Volumen: ml/cl/l/cm3
SOPs	Ja, in Methoden integriert, mehr als 40
Individuelle Probenkennzeichnung	Ja, für jede Probe, Verweis auf Methode bei der Datenauswahl und in der Übersicht
Parametereinstellung pro Testsieb	Ja
LIMS ready	Ja
Mögliche Exportformate	.xls, .xlsx, .xps, .csv, .pdf, .png, .jpg, .txt, .rtf, html, .mht
Teamviewer Online- Support	Ja
Screenshot-Funktion	Ja
Backup-Funktion	Ja

www.retsch.com/AS200jet-pro-pharma

BESTELLDATEN

LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN AS 200 JET PRO / JET PHARMA

Luftstrahlsiebmaschinen für Siebe 203 mm (8") Ø, mit automatischer Unterdruckregulierung und interner Waage, inkl. Siebdeckel für Analysensiebe mit 1" und 2" Höhe und Schonhammer. Analysensieb und VORGESCHRIEBENEN Industriestaubsauger (Artikel-Nr. 22.748.0020 oder 22.748.002) bitte separat bestellen

30.034.0001		AS 200 jet pro	100–240 V, 50/60 Hz	inkl. Werkszeugnis nach EN 10204 2.2 mit installierter Auswertesoftware (kein EasySieve benötigt)
30.034.0002		AS 200 jet pharma	100–240 V, 50/60 Hz	inkl. Werkszeugnis nach EN 10204 2.2 mit installierter Auswertesoftware inkl. AuditTrail & Benutzer-Management (kein EasySieve benötigt)

VACUUM CLEANER AS 200 JET PRO / JET PHARMA

22.748.0020	Industrial vacuum cleaner ATTIX 33 230V 50/60Hz (other electrical versions available) MANDATORY vacuum cleaner for 30.034.0001 & 30.034.0002 NOT SUITABLE for 32.935.0008
32.524.0017	HEPA-Filter für ATTIX 33
32.524.0018	Abdeckung HEPA-Filter Attix 33
32.524.0019	Ersatz-Filterbeutel für ATTIX 33, 5 Stk.

ZYKLON AS 200 JET PRO / JET PHARMA

22.935.0042	Hochleistungszyklon mit Stativ, Auffangbehälter (250 ml und 500 ml Probenglas) und 1,5m FDA zertifiziertem Verbindungsschlauch mit Schlauchschellen (Verwendung mit Industriestaubsauger Artikel-Nr. 22.748.0020 oder 22.748.0021 empfohlen)
05.707.0208	FDA zertifizierter Verbindungsschlauch, 1,5 m
02.183.0151	Zyklonadapter

ZUBEHÖR AS 200 JET / JET PRO / JET PHARMA

02.025.0070		Adapter und Deckel für Analysensiebe 200 mm Ø x 50 mm und 200 mm Ø x 25 mm
03.107.0487		Ersatzdeckel für Analysensiebe 203 mm (8") Ø x 1"
03.107.0448		Ersatzdeckel für Analysensiebe 203 mm (8") Ø x 2"
22.523.0001		Probengläser, 250 ml, 10 Stück
22.523.0002		Probengläser, 500 ml, 10 Stück

ANALYSENSIEBE MIT ELEKTROGEFORMTER SIEBFOLIE

60.142.000010	Analysensieb mit elektrogeformter Siebfolie (ISO 3310-3), 203 mm Ø, 25 mm Höhe, 10 µm
60.142.000016	Analysensieb mit elektrogeformter Siebfolie (ISO 3310-3), 203 mm Ø, 25 mm Höhe, 16 µm

WEITERE KOMPONENTEN LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN

99.200.0047	IQ/OQ Dokumentation für AS 200 jet pro
99.200.0046	IQ/OQ Dokumentation für AS 200 jet pharma

REKALIBRIERUNG LUFTSTRAHLSIEBMASCHINEN

Die Luftstrahlsiebmaschinen können im Hause Retsch kalibriert werden.

SER-97.001.0021	Kalibrierung der Siebmaschinen AS 200 jet pro und AS 200 jet pharma im Hause Retsch, inkl. Werkzeuge nach EN 10204 2.2
-----------------	--