



## DOKUMA HASIR ELEKLER - DİĞER BOYUTLAR

Kendini kanıtlamış RETSCH elekleri, güvenilir eleme sonuçları için yüksek stabiliteye sahip sağlam bir paslanmaz çelik elek çerçevesinden oluşur. Ağa özgü gereksinimlere çok dikkat edilerek, elek kumaşı tam olarak çerçeveye birleştirilir ve gerilir. RETSCH test eleği, tam izlenebilirlikle açık ve doğru bir etiketleme sağlar. Elekler, diğer tüm elek markalarıyla kolayca birleştirilebilir. Şirketimizden çıkan her elek, bir test raporu ile veya isteğiniz üzerine ulusal ve uluslararası standartlara uygun özel bir muayene sertifikası (PDF) ile birlikte gelir. RETSCH kalibrasyon sertifikaları, çok sayıda hassas ölçümü onaylar, böylece kalite kontrolünüz için daha da yüksek bir istatistiksel güvenilirlik sağlar. RETSCH test elekleri birçok boyut ve çeşitte mevcuttur.

## ÜRÜN AVANTAJLARI

- | elek gözenekleri, çerçeveleri ve etiketlemesi standartlara uygundur
- | kalite sertifikası ile 5 kez test edildi
- | DIN ISO, ASTM'ye göre
- | ISO 9000 ff uyarınca test malzemelerinin izlenmesi için bireysel muayene sertifikası istek üzerine temin edilebilir
- | paslanmaz çelik elekler, 20 µm - 125 mm

## APLIKASYON ÖRNEKLERİ

RETSCH's woven wire mesh sieves are ideally suited for separation, fractioning and particle size determination of cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, metals powders, minerals, nuts, plastics, sand, seeds, soils and washing powder.

### DOKUMA HASIR ELEKLER - DIĞER BOYUTLAR

#### TEKNİK VERİ

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Uygulamalar</b>       | Ayırma, fraksiyon, partikül boyutu belirleme |
| <b>Uygulama alanı</b>    | biyoloji, kimya / plastik, tarım, ..         |
| <b>Besleme malzemesi</b> | tozlar, dökme malzeme, süspansiyonlar        |
| <b>Çerçeve çapı</b>      | ø 100 mm / 305 mm / 400 mm / 450 mm          |
| <b>Yüzey tipi</b>        | tel tül                                      |
| <b>Mesh numarası</b>     | 125 mm - 20 µm                               |
| <b>Standartlar</b>       | ISO 3310-1 / ASTM E11                        |

[www.retsch.com/sieve](http://www.retsch.com/sieve)

## SIPARIŞ BİLGİSİ

### TEST ELEKLERİ İÇİN AKSESUARLAR (TAVALAR, HALKALAR, KAPAKLAR)

#### 100 MM Ø TEST ELEKLERİ İÇİN

|               |                                                                                     |                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 60.010.000100 |    | Toplama kabı, stainless steel, 100 mm Ø, yükseklik 40 mm         |
| 60.220.000100 |                                                                                     | Ara tava, stainless steel, 100 mm Ø, yükseklik 40 mm             |
| 60.935.000100 |    | Ara halka, stainless steel, 100 mm Ø, yükseklik 40 mm            |
| 60.107.000100 |   | Elek kapağı, stainless steel, 100 mm Ø,                          |
| 60.010.100100 |  | Çıkışlı toplama tava, stainless steel, 100 mm Ø, yükseklik 40 mm |
| 05.114.0045   |  | Test elekleri için O-ring, , 100 mm Ø,                           |

#### TEST ELEKLERİ İÇİN 305 MM Ø

|               |                                                                                     |                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60.010.000305 |  | Toplama kabı, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm                          |
| 69.230.0050   |  | Ara tava, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm                              |
| 60.935.000305 |  | Ara halka, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm                             |
| 60.107.000305 |                                                                                     | Elek kapağı, stainless steel, 305 mm Ø,                                           |
| 69.430.0050   |  | Çıkışlı toplama tava, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 56 mm                  |
| 69.321.0050   |  | Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm |

05.114.0047



Test elekleri için O-ring, , 305 mm Ø,

FOR TEST SIEVES 400 MM Ø

60.010.000400



Toplama kabı, stainless steel, 400 mm Ø, yükseklik 65 mm

60.220.000400



Ara tava, stainless steel, 400 mm Ø, yükseklik 65 mm

60.935.000400



Ara halka, stainless steel, 400 mm Ø, yükseklik 65 mm

60.107.000400



Elek kapağı, stainless steel, 400 mm Ø,

69.440.0070



Çıkışlı toplama tava, stainless steel, 400 mm Ø, yükseklik 70 mm

69.421.000400

Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 400 mm Ø, yükseklik 65 mm

05.114.0048



Test elekleri için O-ring, , 400 mm Ø,

TEST ELEKLERİ İÇİN 450 MM Ø

60.010.000450



Toplama kabı, stainless steel, 450 mm Ø, yükseklik 50 mm

60.220.000450



Ara tava, stainless steel, 450 mm Ø, yükseklik 100 mm

60.935.000450



Ara halka, stainless steel, 450 mm Ø, yükseklik 100 mm

69.545.0050



Elek kapağı, stainless steel, 450 mm Ø,

69.445.0084

Çıkışlı toplama tava, stainless steel, 450 mm Ø, yükseklik 85 mm

69.421.000450

Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 450 mm Ø, yükseklik 100 mm

05.114.0012



Test elekleri için O-ring, , 450 mm Ø,

## TEST ELEKLERİ

### TEST ELEKLERİ Ø 100 MM - 40 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/1 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø      | yükseklik | standart   |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|------------|
| 60.106.000020 | 20 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000025 | 25 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000032 | 32 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000036 | 36 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000038 | 38 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000040 | 40 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000045 | 45 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000050 | 50 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000053 | 53 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000056 | 56 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000063 | 63 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000071 | 71 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000075 | 75 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000080 | 80 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000090 | 90 µm  | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000100 | 100 µm | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000106 | 106 µm | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000112 | 112 µm | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000125 | 125 µm | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000140 | 140 µm | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000150 | 150 µm | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000160 | 160 µm | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000180 | 180 µm | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000200 | 200 µm | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.106.000212 | 212 µm | -          | 100 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |

|               |         |   |        |       |            |
|---------------|---------|---|--------|-------|------------|
| 60.106.000224 | 224 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000250 | 250 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000280 | 280 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000300 | 300 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000315 | 315 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000355 | 355 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000400 | 400 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000425 | 425 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000450 | 450 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000500 | 500 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000560 | 560 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000600 | 600 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000630 | 630 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000710 | 710 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000800 | 800 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000850 | 850 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.000900 | 900 µm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.001000 | 1.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.001120 | 1.12 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.001180 | 1.18 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.001250 | 1,25 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.001400 | 1.40 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.001600 | 1.60 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.001700 | 1.70 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.001800 | 1.80 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.002000 | 2.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.002240 | 2.24 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.002360 | 2.36 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.002500 | 2.50 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.002800 | 2.80 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.003150 | 3.15 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |

|               |          |   |        |       |            |
|---------------|----------|---|--------|-------|------------|
| 60.106.003350 | 3.35 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.003550 | 3.55 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.004000 | 4.00 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.004500 | 4.50 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.004750 | 4.75 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.005000 | 5.00 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.005600 | 5.60 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.006300 | 6.30 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.006700 | 6.70 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.007100 | 7.10 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.008000 | 8.00 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.009000 | 9.00 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.009500 | 9.50 mm  | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.010000 | 10.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.011200 | 11.20 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.012500 | 12.50 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.013200 | 13.20 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.014000 | 14.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.016000 | 16.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.018000 | 18.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.019000 | 19.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.020000 | 20.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.022400 | 22.40 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.025000 | 25.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.026500 | 26.50 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.028000 | 28.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.031500 | 31.50 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.035500 | 35.50 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.037500 | 37.50 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.040000 | 40.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.106.045000 | 45.00 mm | - | 100 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |

## TEST ELEKLERİ Ø 305 MM - 40 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/1 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø      | yükseklik | standart   |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|------------|
| 60.158.000025 | 25 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000032 | 32 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000036 | 36 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000038 | 38 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000040 | 40 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000045 | 45 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000050 | 50 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000053 | 53 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000056 | 56 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000063 | 63 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000071 | 71 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000075 | 75 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000080 | 80 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000090 | 90 µm  | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000100 | 100 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000106 | 106 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000112 | 112 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000125 | 125 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000140 | 140 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000150 | 150 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000160 | 160 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000180 | 180 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000200 | 200 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000212 | 212 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000224 | 224 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000250 | 250 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.158.000280 | 280 µm | -          | 305 mm | 40 mm     | ISO 3310/1 |

|               |         |   |        |       |            |
|---------------|---------|---|--------|-------|------------|
| 60.158.000300 | 300 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000315 | 315 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000355 | 355 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000400 | 400 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000425 | 425 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000450 | 450 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000500 | 500 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000560 | 560 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000600 | 600 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000630 | 630 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000710 | 710 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000800 | 800 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000850 | 850 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.000900 | 900 µm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.001000 | 1.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.001120 | 1.12 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.001180 | 1.18 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.001250 | 1,25 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.001400 | 1.40 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.001600 | 1.60 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.001700 | 1.70 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.001800 | 1.80 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.002000 | 2.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.002240 | 2.24 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.002360 | 2.36 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.002500 | 2.50 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.002800 | 2.80 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.003150 | 3.15 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.003350 | 3.35 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.003550 | 3.55 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.004000 | 4.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |

|               |          |   |        |       |            |
|---------------|----------|---|--------|-------|------------|
| 60.158.004500 | 4.50 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.004750 | 4.75 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.005000 | 5,00 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.005600 | 5.60 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.006300 | 6.30 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.006700 | 6.70 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.007100 | 7.10 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.008000 | 8.00 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.009000 | 9.00 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.009500 | 9.50 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.010000 | 10.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.011200 | 11.20 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.012500 | 12.50 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.013200 | 13.20 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.014000 | 14.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.016000 | 16.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.018000 | 18.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.019000 | 19.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.020000 | 20.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.022400 | 22.40 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.025000 | 25.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.026500 | 26.50 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.028000 | 28.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.031500 | 31.50 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.035500 | 35.50 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.037500 | 37.50 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.040000 | 40.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.045000 | 45.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.050000 | 50.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.053000 | 53.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.056000 | 56.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |

|               |           |   |        |       |            |
|---------------|-----------|---|--------|-------|------------|
| 60.158.063000 | 63.00 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.071000 | 71.00 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.075000 | 75.00 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.080000 | 80.00 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.090000 | 90.00 mm  | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.100000 | 100.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.106000 | 106.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.112000 | 112.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |
| 60.158.125000 | 125.00 mm | - | 305 mm | 40 mm | ISO 3310/1 |

## TEST ELEKLERİ Ø 400 MM - 65 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/1 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø      | yükseklik | standart   |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|------------|
| 60.166.000025 | 25 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000032 | 32 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000036 | 36 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000038 | 38 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000040 | 40 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000045 | 45 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000050 | 50 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000053 | 53 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000056 | 56 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000063 | 63 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000071 | 71 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000075 | 75 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000080 | 80 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000090 | 90 µm  | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000100 | 100 µm | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000106 | 106 µm | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000112 | 112 µm | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.166.000125 | 125 µm | -          | 400 mm | 65 mm     | ISO 3310/1 |

|               |         |   |        |       |            |
|---------------|---------|---|--------|-------|------------|
| 60.166.000140 | 140 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000150 | 150 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000160 | 160 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000180 | 180 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000200 | 200 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000212 | 212 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000224 | 224 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000250 | 250 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000280 | 280 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000300 | 300 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000315 | 315 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000355 | 355 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000400 | 400 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000425 | 425 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000450 | 450 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000500 | 500 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000560 | 560 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000600 | 600 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000630 | 630 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000710 | 710 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000800 | 800 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000850 | 850 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.000900 | 900 µm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.001000 | 1.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.001120 | 1.12 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.001180 | 1.18 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.001250 | 1,25 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.001400 | 1.40 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.001600 | 1.60 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.001700 | 1.70 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.001800 | 1.80 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |

|               |          |   |        |       |            |
|---------------|----------|---|--------|-------|------------|
| 60.166.002000 | 2.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.002240 | 2.24 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.002360 | 2.36 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.002500 | 2.50 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.002800 | 2.80 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.003150 | 3.15 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.003350 | 3.35 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.003550 | 3.55 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.004000 | 4.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.004500 | 4.50 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.004750 | 4.75 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.005000 | 5,00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.005600 | 5.60 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.006300 | 6.30 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.006700 | 6.70 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.007100 | 7.10 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.008000 | 8.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.009000 | 9.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.009500 | 9.50 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.010000 | 10.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.011200 | 11.20 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.012500 | 12.50 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.013200 | 13.20 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.014000 | 14.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.016000 | 16.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.018000 | 18.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.019000 | 19.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.020000 | 20.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.022400 | 22.40 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.025000 | 25.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.026500 | 26.50 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |

|               |           |   |        |       |            |
|---------------|-----------|---|--------|-------|------------|
| 60.166.028000 | 28.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.031500 | 31.50 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.035500 | 35.50 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.037500 | 37.50 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.040000 | 40.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.045000 | 45.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.050000 | 50.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.053000 | 53.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.056000 | 56.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.063000 | 63.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.071000 | 71.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.075000 | 75.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.080000 | 80.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.090000 | 90.00 mm  | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.100000 | 100.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.106000 | 106.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.112000 | 112.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60.166.125000 | 125.00 mm | - | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |

## TEST ELEKLERİ Ø 450 MM - 100 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/1 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm  | # mesh no. | Ø      | yükseklik | standart   |
|---------------|-------|------------|--------|-----------|------------|
| 60.168.000036 | 36 µm | -          | 450 mm | 100 mm    | ISO 3310/1 |
| 60.168.000038 | 38 µm | -          | 450 mm | 100 mm    | ISO 3310/1 |
| 60.168.000040 | 40 µm | -          | 450 mm | 100 mm    | ISO 3310/1 |
| 60.168.000045 | 45 µm | -          | 450 mm | 100 mm    | ISO 3310/1 |
| 60.168.000050 | 50 µm | -          | 450 mm | 100 mm    | ISO 3310/1 |
| 60.168.000053 | 53 µm | -          | 450 mm | 100 mm    | ISO 3310/1 |
| 60.168.000056 | 56 µm | -          | 450 mm | 100 mm    | ISO 3310/1 |
| 60.168.000063 | 63 µm | -          | 450 mm | 100 mm    | ISO 3310/1 |
| 60.168.000071 | 71 µm | -          | 450 mm | 100 mm    | ISO 3310/1 |

|               |         |   |        |        |            |
|---------------|---------|---|--------|--------|------------|
| 60.168.000075 | 75 µm   | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000080 | 80 µm   | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000090 | 90 µm   | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000100 | 100 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000106 | 106 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000112 | 112 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000125 | 125 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000140 | 140 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000150 | 150 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000160 | 160 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000180 | 180 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000200 | 200 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000212 | 212 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000224 | 224 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000250 | 250 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000280 | 280 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000300 | 300 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000315 | 315 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000355 | 355 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000400 | 400 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000425 | 425 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000450 | 450 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000500 | 500 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000560 | 560 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000600 | 600 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000630 | 630 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000710 | 710 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000800 | 800 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000850 | 850 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.000900 | 900 µm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.001000 | 1.00 mm | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |

|               |          |   |        |        |            |
|---------------|----------|---|--------|--------|------------|
| 60.168.001120 | 1.12 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.001180 | 1.18 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.001250 | 1,25 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.001400 | 1.40 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.001600 | 1.60 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.001700 | 1.70 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.001800 | 1.80 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.002000 | 2.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.002240 | 2.24 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.002360 | 2.36 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.002500 | 2.50 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.002800 | 2.80 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.003150 | 3.15 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.003350 | 3.35 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.003550 | 3.55 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.004000 | 4.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.004500 | 4.50 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.004750 | 4.75 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.005000 | 5,00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.005600 | 5.60 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.006300 | 6.30 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.006700 | 6.70 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.007100 | 7.10 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.008000 | 8.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.009000 | 9.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.009500 | 9.50 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.010000 | 10.00 mm | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.011200 | 11.20 mm | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.012500 | 12.50 mm | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.013200 | 13.20 mm | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.014000 | 14.00 mm | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |

|               |           |   |        |        |            |
|---------------|-----------|---|--------|--------|------------|
| 60.168.016000 | 16.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.018000 | 18.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.019000 | 19.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.020000 | 20.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.022400 | 22.40 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.025000 | 25.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.026500 | 26.50 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.028000 | 28.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.031500 | 31.50 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.035500 | 35.50 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.037500 | 37.50 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.040000 | 40.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.045000 | 45.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.050000 | 50.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.053000 | 53.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.056000 | 56.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.063000 | 63.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.071000 | 71.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.075000 | 75.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.080000 | 80.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.090000 | 90.00 mm  | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.100000 | 100.00 mm | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.106000 | 106.00 mm | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.112000 | 112.00 mm | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |
| 60.168.125000 | 125.00 mm | - | 450 mm | 100 mm | ISO 3310/1 |

## TEST ELEKLERİ Ø 100 MM - 40 MM YÜKSEKLİK - ASTM E11 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm  | # mesh no. | ø      | yükseklik | standart |
|---------------|-------|------------|--------|-----------|----------|
| 60.108.000020 | 20 µm | 635 Mesh   | 100 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.108.000025 | 25 µm | 500 Mesh   | 100 mm | 40 mm     | ASTM E11 |

|               |         |          |        |       |          |
|---------------|---------|----------|--------|-------|----------|
| 60.108.000032 | 32 µm   | 450 Mesh | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000038 | 38 µm   | 400 Mesh | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000045 | 45 µm   | 325 Mesh | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000053 | 53 µm   | 270 Mesh | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000063 | 63 µm   | 230 Mesh | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000075 | 75 µm   | 200 Mesh | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000090 | 90 µm   | 170 Mesh | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000106 | 106 µm  | 140 Mesh | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000125 | 125 µm  | 120 Mesh | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000150 | 150 µm  | 100 Mesh | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000180 | 180 µm  | 80 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000212 | 212 µm  | 70 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000250 | 250 µm  | 60 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000300 | 300 µm  | 50 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000355 | 355 µm  | 45 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000425 | 425 µm  | 40 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000500 | 500 µm  | 35 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000600 | 600 µm  | 30 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000710 | 710 µm  | 25 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.000850 | 850 µm  | 20 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.001000 | 1.00 mm | 18 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.001180 | 1.18 mm | 16 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.001400 | 1.40 mm | 14 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.001700 | 1.70 mm | 12 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.002000 | 2.00 mm | 10 Mesh  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.002360 | 2.36 mm | 8 Mesh   | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.002800 | 2.80 mm | 7 Mesh   | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.003350 | 3.35 mm | 6 Mesh   | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.004000 | 4.00 mm | 5 Mesh   | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.004750 | 4.75 mm | 4 Mesh   | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.005600 | 5.60 mm | 3.5 Mesh | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |

|               |          |        |        |       |          |
|---------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 60.108.006300 | 6.30 mm  | 1/4"   | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.006700 | 6.70 mm  | 0.265" | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.008000 | 8.00 mm  | 5/16"  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.009500 | 9.50 mm  | 3/8"   | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.011200 | 11.20 mm | 7/16"  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.012500 | 12.50 mm | 1/2"   | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.013200 | 13.20 mm | 0.530" | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.016000 | 16.00 mm | 5/8"   | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.019000 | 19.00 mm | 3/4"   | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.022400 | 22.40 mm | 7/8"   | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.025000 | 25.00 mm | 1"     | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.026500 | 26.50 mm | 1.06"  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.031500 | 31.50 mm | 1 1/4" | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.037500 | 37.50 mm | 1 1/2" | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.108.045000 | 45.00 mm | 13/4"  | 100 mm | 40 mm | ASTM E11 |

## TEST ELEKLERİ Ø 305 MM - 40 MM YÜKSEKLİK - ASTM E11 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø      | yükseklik | standart |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| 60.159.000025 | 25 µm  | 500 Mesh   | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.159.000032 | 32 µm  | 450 Mesh   | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.159.000038 | 38 µm  | 400 Mesh   | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.159.000045 | 45 µm  | 325 Mesh   | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.159.000053 | 53 µm  | 270 Mesh   | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.159.000063 | 63 µm  | 230 Mesh   | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.159.000075 | 75 µm  | 200 Mesh   | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.159.000090 | 90 µm  | 170 Mesh   | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.159.000106 | 106 µm | 140 Mesh   | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.159.000125 | 125 µm | 120 Mesh   | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.159.000150 | 150 µm | 100 Mesh   | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |
| 60.159.000180 | 180 µm | 80 Mesh    | 305 mm | 40 mm     | ASTM E11 |

|               |          |          |        |       |          |
|---------------|----------|----------|--------|-------|----------|
| 60.159.000212 | 212 µm   | 70 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.000250 | 250 µm   | 60 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.000300 | 300 µm   | 50 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.000355 | 355 µm   | 45 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.000425 | 425 µm   | 40 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.000500 | 500 µm   | 35 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.000600 | 600 µm   | 30 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.000710 | 710 µm   | 25 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.000850 | 850 µm   | 20 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.001000 | 1.00 mm  | 18 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.001180 | 1.18 mm  | 16 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.001400 | 1.40 mm  | 14 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.001700 | 1.70 mm  | 12 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.002000 | 2.00 mm  | 10 Mesh  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.002360 | 2.36 mm  | 8 Mesh   | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.002800 | 2.80 mm  | 7 Mesh   | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.003350 | 3.35 mm  | 6 Mesh   | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.004000 | 4.00 mm  | 5 Mesh   | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.004750 | 4.75 mm  | 4 Mesh   | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.005600 | 5.60 mm  | 3.5 Mesh | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.006300 | 6.30 mm  | 1/4"     | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.006700 | 6.70 mm  | 0.265"   | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.008000 | 8.00 mm  | 5/16"    | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.009500 | 9.50 mm  | 3/8"     | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.011200 | 11.20 mm | 7/16"    | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.012500 | 12.50 mm | 1/2"     | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.013200 | 13.20 mm | 0.530"   | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.016000 | 16.00 mm | 5/8"     | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.019000 | 19.00 mm | 3/4"     | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.022400 | 22.40 mm | 7/8"     | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.025000 | 25.00 mm | 1"       | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |

|               |           |        |        |       |          |
|---------------|-----------|--------|--------|-------|----------|
| 60.159.026500 | 26.50 mm  | 1.06"  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.031500 | 31.50 mm  | 1 1/4" | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.037500 | 37.50 mm  | 1 1/2" | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.045000 | 45.00 mm  | 1 3/4" | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.050000 | 50.00 mm  | 2"     | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.053000 | 53.00 mm  | 2.12"  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.063000 | 63.00 mm  | 2 1/2" | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.075000 | 75.00 mm  | 3"     | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.090000 | 90.00 mm  | 3 1/2" | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.100000 | 100.00 mm | 4"     | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.106000 | 106.00 mm | 4.24"  | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |
| 60.159.125000 | 125.00 mm | 5"     | 305 mm | 40 mm | ASTM E11 |

## TEST ELEKLERİ Ø 400 MM - 65 MM YÜKSEKLİK - ASTM E11 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø      | yükseklik | standart |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| 60.167.000025 | 25 µm  | 500 Mesh   | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000032 | 32 µm  | 450 Mesh   | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000038 | 38 µm  | 400 Mesh   | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000045 | 45 µm  | 325 Mesh   | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000053 | 53 µm  | 270 Mesh   | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000063 | 63 µm  | 230 Mesh   | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000075 | 75 µm  | 200 Mesh   | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000090 | 90 µm  | 170 Mesh   | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000106 | 106 µm | 140 Mesh   | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000125 | 125 µm | 120 Mesh   | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000150 | 150 µm | 100 Mesh   | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000180 | 180 µm | 80 Mesh    | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000212 | 212 µm | 70 Mesh    | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000250 | 250 µm | 60 Mesh    | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |
| 60.167.000300 | 300 µm | 50 Mesh    | 400 mm | 65 mm     | ASTM E11 |

|               |          |          |        |       |          |
|---------------|----------|----------|--------|-------|----------|
| 60.167.000355 | 355 µm   | 45 Mesh  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.000425 | 425 µm   | 40 Mesh  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.000500 | 500 µm   | 35 Mesh  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.000600 | 600 µm   | 30 Mesh  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.000710 | 710 µm   | 25 Mesh  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.000850 | 850 µm   | 20 Mesh  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.001000 | 1.00 mm  | 18 Mesh  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.001180 | 1.18 mm  | 16 Mesh  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.001400 | 1.40 mm  | 14 Mesh  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.001700 | 1.70 mm  | 12 Mesh  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.002000 | 2.00 mm  | 10 Mesh  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.002360 | 2.36 mm  | 8 Mesh   | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.002800 | 2.80 mm  | 7 Mesh   | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.003350 | 3.35 mm  | 6 Mesh   | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.004000 | 4.00 mm  | 5 Mesh   | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.004750 | 4.75 mm  | 4 Mesh   | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.005600 | 5.60 mm  | 3.5 Mesh | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.006300 | 6.30 mm  | 1/4"     | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.006700 | 6.70 mm  | 0.265"   | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.008000 | 8.00 mm  | 5/16"    | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.009500 | 9.50 mm  | 3/8"     | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.011200 | 11.20 mm | 7/16"    | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.012500 | 12.50 mm | 1/2"     | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.013200 | 13.20 mm | 0.530"   | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.016000 | 16.00 mm | 5/8"     | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.019000 | 19.00 mm | 3/4"     | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.022400 | 22.40 mm | 7/8"     | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.025000 | 25.00 mm | 1"       | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.026500 | 26.50 mm | 1.06"    | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.031500 | 31.50 mm | 1 1/4"   | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.037500 | 37.50 mm | 1 1/2"   | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |

|               |           |        |        |       |          |
|---------------|-----------|--------|--------|-------|----------|
| 60.167.045000 | 45.00 mm  | 13/4"  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.050000 | 50.00 mm  | 2"     | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.053000 | 53.00 mm  | 2.12"  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.063000 | 63.00 mm  | 2 1/2" | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.075000 | 75.00 mm  | 3"     | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.090000 | 90.00 mm  | 3 1/2" | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.100000 | 100.00 mm | 4"     | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.106000 | 106.00 mm | 4.24"  | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |
| 60.167.125000 | 125.00 mm | 5"     | 400 mm | 65 mm | ASTM E11 |

## TEST ELEKLERİ Ø 450 MM - 100 MM YÜKSEKLİK - ASTM E11 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø      | yükseklik | standart |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| 60.169.000038 | 38 µm  | 400 Mesh   | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000045 | 45 µm  | 325 Mesh   | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000053 | 53 µm  | 270 Mesh   | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000063 | 63 µm  | 230 Mesh   | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000075 | 75 µm  | 200 Mesh   | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000090 | 90 µm  | 170 Mesh   | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000106 | 106 µm | 140 Mesh   | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000125 | 125 µm | 120 Mesh   | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000150 | 150 µm | 100 Mesh   | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000180 | 180 µm | 80 Mesh    | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000212 | 212 µm | 70 Mesh    | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000250 | 250 µm | 60 Mesh    | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000300 | 300 µm | 50 Mesh    | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000355 | 355 µm | 45 Mesh    | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000425 | 425 µm | 40 Mesh    | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000500 | 500 µm | 35 Mesh    | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000600 | 600 µm | 30 Mesh    | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |
| 60.169.000710 | 710 µm | 25 Mesh    | 450 mm | 100 mm    | ASTM E11 |

|               |          |          |        |        |          |
|---------------|----------|----------|--------|--------|----------|
| 60.169.000850 | 850 µm   | 20 Mesh  | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.001000 | 1.00 mm  | 18 Mesh  | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.001180 | 1.18 mm  | 16 Mesh  | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.001400 | 1.40 mm  | 14 Mesh  | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.001700 | 1.70 mm  | 12 Mesh  | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.002000 | 2.00 mm  | 10 Mesh  | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.002360 | 2.36 mm  | 8 Mesh   | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.002800 | 2.80 mm  | 7 Mesh   | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.003350 | 3.35 mm  | 6 Mesh   | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.004000 | 4.00 mm  | 5 Mesh   | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.004750 | 4.75 mm  | 4 Mesh   | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.005600 | 5.60 mm  | 3.5 Mesh | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.006300 | 6.30 mm  | 1/4"     | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.006700 | 6.70 mm  | 0.265"   | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.008000 | 8.00 mm  | 5/16"    | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.009500 | 9.50 mm  | 3/8"     | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.011200 | 11.20 mm | 7/16"    | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.012500 | 12.50 mm | 1/2"     | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.013200 | 13.20 mm | 0.530"   | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.016000 | 16.00 mm | 5/8"     | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.019000 | 19.00 mm | 3/4"     | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.022400 | 22.40 mm | 7/8"     | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.025000 | 25.00 mm | 1"       | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.026500 | 26.50 mm | 1.06"    | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.031500 | 31.50 mm | 1 1/4"   | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.037500 | 37.50 mm | 1 1/2"   | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.045000 | 45.00 mm | 13/4"    | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.050000 | 50.00 mm | 2"       | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.053000 | 53.00 mm | 2.12"    | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.063000 | 63.00 mm | 2 1/2"   | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.075000 | 75.00 mm | 3"       | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |

|               |           |        |        |        |          |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| 60.169.090000 | 90.00 mm  | 3 1/2" | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.100000 | 100.00 mm | 4"     | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.106000 | 106.00 mm | 4.24"  | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |
| 60.169.125000 | 125.00 mm | 5"     | 450 mm | 100 mm | ASTM E11 |